



# 今月のおすすめ商材



2022.03



2022年10月～

アルコール検知器が義務化されます。



ニトムズ 再はく離一般用両面テープ

強力に固定！キレイにはがせる！

No.5000NS



※3月下旬頃入荷予定



- 約20秒で測定完了(余熱10秒、吹込5～10秒)
- USB充電式(Type-C)、寿命 約1500回又は2年
- 市販のストロー(φ6mm)で複数人で使用可能



▲=本州手配、入数単位

- 剥がすときにテープがちぎれずキレイにはがせます。
- はがす時ほとんどのり残りがしません。
- PP、PEなどのプラスチック素材にも接着可能。

| 規格              | 入数   |
|-----------------|------|
| 0.16mm×5mm×20m  | ▲30巻 |
| 0.16mm×10mm×20m | 30巻  |
| 0.16mm×15mm×20m | ▲20巻 |
| 0.16mm×20mm×20m | 15巻  |
| 0.16mm×30mm×20m | 10巻  |
| 0.16mm×50mm×20m | ▲6巻  |



大自工業  
アルコールチェッカーAL-1

- 単4電池×2本(別売)
- 寿命 約500回又は1年
- ボタンを押して息を吹きかけるだけ

※5月中旬頃入荷予定



環境に優しい凍結防止剤「路通」



●主要成分：非塩素 カルボン酸塩系

- 塩害が起こらず、腐食・サビが抑制
- 塩カル並の〈速効性〉
- 塩ナト並の〈融雪量〉
- 再凍結するまでの〈持続性〉

→トータルコストで経済的

| 商品名     | 容量    | 入数  |
|---------|-------|-----|
| 氷をとかす粒状 | 2.5kg | 10袋 |
| △路通     | 20kg  |     |

2.5kg：10袋単位直送可能(着値)  
20kg：直送送料 ¥500/袋



非接触検温計&オートディスペンサー

## 手をかざすだけ 触れずに 検温&除菌

測定温度精度  
±0.2℃～  
±0.3℃

検温計

アルコールディスペンサー



吐出量  
約0.9ml

液体容量  
350ml

測定推奨距離：  
約1～5cm

測定時間：約1秒

配線不要

乾電池式

※消毒液は別売です。※本品は医療用の  
体温計ではありません。測定温度はあくまで参考値となります。



のびのびけん引ロープ



2t用 RP-20

3t用 RP-50

※お知らせ

あらゆる商品の値上げが来ております。

各担当の営業員より随時ご連絡させていただきますので  
何卒宜しくお願い致します。